

Trucs et astuces pour le dispensateur de dose de SKYRIZI®

Skyrizi
(risankizumab)

Cette affiche ne remplace pas la notice d'emballage. Veuillez la lire intégralement avant chaque injection.
Cette affiche est destinée aux patientes et aux patients qui ont choisi SKYRIZI® avec leur médecin.

1. Mise en température

Conserver la cartouche et le dispensateur de dose dans l'emballage d'origine au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Sortir le carton du réfrigérateur **45 à 90 minutes** avant l'injection, sans ouvrir.

Eviter la lumière directe du soleil.

La cartouche et le dispensateur de dose peuvent être conservés jusqu'à 24 heures en dehors du réfrigérateur (jusqu'à 25 °C max.).#

1 Cette période à température ambiante est nécessaire pour garantir que le produit contenu dans la cartouche ainsi que les piles et le circuit électrique du dispensateur de dose soient à une température adéquate pour permettre une administration réussie.

2. Cartouche

Insérer la cartouche bien droite.

Appuyer fermement sur le haut de la cartouche jusqu'à entendre un clic.*

CLIC

Appuyer fermement sur le clapet gris jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

CLAC

3. Sites d'injection appropriés

Application au niveau de l'abdomen.

5 cm

Distance minimale du nombril

Application au niveau de la cuisse.

Nettoyer le site d'injection.

Tampon imbibé d'alcool

Tirer sur les deux languettes pour libérer le matériel adhésif. Appliquer ensuite rapidement sur la peau!

Commencer par la languette du grand volet ...

... puis celle du petit volet.

4. Bien maintenir le dispensateur et appuyer sur le bouton

Bien fixer le matériel adhésif!

CLIC

Appuyer fermement sur le bouton! (une fois)

Durée de l'injection: jusqu'à 5 minutes

Voyant d'état



Le dispensateur de dose est activé



Le dispensateur de dose est en train d'injecter (après actionnement du bouton)



L'injection est terminée



Erreur

En cas de questions ou de difficultés, adressez-vous au lieu de remise de votre dispensateur de dose (pharmacie, cabinet médical, hôpital).

Vous trouverez l'information destinée aux patients avec les instructions d'utilisation complètes dans la notice d'emballage ou sur www.swissmedinfo.ch.

* Si le «clic» n'est pas audible, s'assurer que la cartouche est entièrement insérée.

Pour toute question concernant la conservation du dispensateur de dose, adressez-vous au lieu de remise de votre dispensateur de dose (pharmacie, cabinet médical, hôpital).

Code QR
pour visionner
le mode d'emploi
en vidéo



<http://abbv.ie/skyrizi-obi-fr>